

BODYSHAPE

Limited Edition

Інструкція з експлуатації

Масажний матрац Casada BodyShape Limited Edition

З моменту заснування у 2000 році бренд CASADA пропонує продукцію високого класу у сфері оздоровлення та фітнесу. Сьогодні продукція CASADA доступна в усьому світі. Її відрізняють постійний розвиток, неповторний дизайн, увага до покращення якості життя, а також надійність і висока якість.

Вітаємо!

Придбавши цей масажер, ви подбали про своє здоров’я. Щоб якомога довше користуватися перевагами пристрою, просимо уважно прочитати й дотримуватися інструкції з експлуатації. Бажаємо вам задоволення від використання вашого персонального масажера BodyShape Limited Edition.

Інструкції з техніки безпеки

Ознайомтеся з наведеними нижче інструкціями перед використанням масажера, щоб забезпечити його безперебійну роботу та оптимальну ефективність. Збережіть цю інструкцію для подальшого використання.

- Масажний пристрій відповідає загальноприйнятим технічним принципам і чинним правилам техніки безпеки.
- Пристрій не потребує профілактичного ремонту. Будь-які ремонтні роботи може виконувати лише кваліфікований технічний персонал. Неправильне використання та несанкціонований ремонт заборонені з міркувань безпеки та призводять до втрати гарантії.
- Не торкайтеся роз’єму живлення вологими руками.
- Уникайте контакту пристрою з водою, дії високих температур і прямих сонячних променів.
- Щоб уникнути короткого замикання, від’єднуйте кабель живлення, якщо пристрій тривалий час не використовується.
- Не використовуйте пошкоджені кабелі, вилки або розхитані розетки. Пошкоджені вилки чи кабелі має замінити виробник, сервісний представник або кваліфікований фахівець.
- У разі несправності негайно від’єднайте пристрій від мережі.
- Неправильне використання або використання не за призначенням виключає будь-яку відповідальність за шкоду.
- Щоб уникнути надмірної стимуляції м’язів і нервів, не перевищуйте рекомендований час масажу — 30 хвилин.
- Утримуйтеся від будь-якого масажу під час вагітності, а також за наявності в зоні масажу недавніх травм, тромботичних захворювань, запалень і набряків, онкологічних захворювань. Перед масажем із метою лікування проконсультуйтеся з лікарем.
- Не використовуйте пристрій під час керування автомобілем.
- Якщо ви користуєтеся електричними допоміжними засобами, наприклад кардіостимулятором, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем перед масажем.
- Пакувальний матеріал не можна використовувати як іграшку.

Комплект поставки

- Блок живлення 24 В / 12 В
- Інструкція
- Масажний матрац

Технічні характеристики

Розміри	176 × 61 см
Маса	2,1 кг
Напруга на вході	100–240 В ~ 50/60 Гц, 800 мА
Напруга на виході	12 В постійного струму, 2500 мА
Номінальна потужність	макс. 30 Вт
Автоматичний цикл роботи	10 хвилин

Для вашої безпеки масажний матрац BodyShape оснащено захистом від перегріву. Під час роботи з високим навантаженням двигуни нагріваються. Щоб не допустити небезпечної ситуації, після робочого циклу тривалістю 10 хвилин BodyShape Limited Edition вимикається автоматично й вмикається знову лише після відповідної паузи. Дайте відпочити й своєму тілу: щоб уникнути перенапруження м’язів, не робіть безперервний масаж довше 30 хвилин.

Складання / введення в експлуатацію

- 1. Відкрийте коробку, вийміть мережевий адаптер і покладіть його поруч.
- 2. Під’єднайте адаптер до масажного матраца, а потім увімкніть адаптер у розетку.
- 3. Щоб увімкнути матрац, натисніть кнопку ON/OFF на пульті. Світлодіод засвітиться червоним, і пристрій почне роботу в автоматичному режимі M1 із середньою інтенсивністю.

Користування

Автоматичні програми. Автоматичний масаж у 5 різних варіантах. Кожна програма (M1–M5) триває 10 хвилин і вибирається кнопкою MODE. Під час програми можна будь-коли змінити один із 3 рівнів інтенсивності та вмикати чи вимикати прогрів. Після завершення програми пристрій вимикається автоматично.

Ручний режим. За допомогою пульта можна вибрати лише одну з п’яти зон вібрації. Інтенсивність і прогрів також можна змінювати будь-коли. Після рекомендованого часу роботи — 30 хвилин — пристрій вимикається самостійно.

Особливості

- Вібрація — рівномірні коливальні рухи вибраних ділянок тіла з тривалим ефектом; стимулює кровообіг і розслабляє м’язи.
- Прогрів — глибоке проникне тепло для повноцінного відпочинку, особливо корисне для зняття м’язової напруги.
- Автоматичні програми — 5 спеціально розроблених програм для всього тіла з різними техніками масажу; за бажанням можна ввімкнути прогрів.
- Автомобільний адаптер — перетворює масажер на портативний пристрій.

- Масажний мат має 10 інтелектуальних вібро-елементів у 5 зонах і 4 нагрівальні елементи.

Пульт дистанційного керування

Зони масажу:

- NECK — 2 зони вібрації для масажу шиї
- UPPER BACK — 2 зони вібрації для верхньої частини спини
- LOWER BACK — 2 зони вібрації для нижньої частини спини
- LEG — 2 зони вібрації для масажу ніг
- FEET — 2 зони вібрації для масажу стоп

Автоматичні програми:

- M1 — масаж зон вібрації одночасно у висхідному та низхідному ритмі.
- M2 — довгі інтервали вібрацій зі зміною: верх спини — низ спини — ноги — стопи — шия.
- M3 — короткі інтервали вібрацій в окремих і поєднаних зонах: шия та верх спини — ноги та стопи — низ спини, потім усі зони разом у швидкому ритмі.
- M4 — швидкі й короткі інтервали вібрацій зі зміною: верх і низ спини — шия та стопи.
- M5 — масаж зон вібрації одночасно у висхідному та низхідному хвилеподібному ритмі.
- LO / MED / HI — низький, середній, високий рівень інтенсивності.

Кнопки функцій:

- ON/OFF — увімкнення та вимкнення масажного мата
- HEAT — увімкнення прогріву
- INTENSITY — регулювання інтенсивності (3 рівні)
- MODE — вибір автоматичної програми

Пошук і усунення несправностей

Пристрій під’єднано до мережі, але ні він, ні пульт не працюють. Перевірте, чи правильно з’єднані всі контакти, і переконайтеся, що блок живлення повністю під’єднаний. Пристрій може перегрітися за безперервного використання — вимкніть його, від’єднайте від мережі й дайте повністю охолонути.

Зберігання / технічне обслуговування

Регулярний догляд подовжить строк служби масажера BodyShape Limited Edition і забезпечить безпечну роботу.

- 1. Зберігайте в сухому, незапиленому місці.
- 2. Тримайте пристрій подалі від рідин і відкритого вогню.
- 3. Очищуйте засобами для догляду за штучною шкірою та сухою м’якою тканиною.
- 4. Від’єднуйте пристрій від мережі, коли він не використовується.

Декларація відповідності вимогам ЄС

Відповідає європейським стандартам EMC 2014/30/ЄС, LVD 2014/35/ЄС.

Умови гарантії

Дистриб’ютор надає гарантію на товар протягом встановленого законом гарантійного періоду. Гарантія діє з моменту придбання, дата якого зазначена в товарному чеку. Дистриб’ютор зобов’язується безкоштовно відремонтувати або замінити товар, придбаний в Україні, у разі виявлення пошкодження. Гарантія не поширюється на зношувані деталі, наприклад текстильні чохли. Для цього необхідно надіслати пошкоджений пристрій разом із товарним чеком до закінчення гарантійного періоду.

Гарантійні вимоги не розглядаються, якщо пошкодження виникло внаслідок зовнішнього впливу, ремонту чи змін, виконаних не виробником і не авторизованим дистриб’ютором. Гарантія обмежується ремонтом або заміною товару. Виробник і продавець не несуть відповідальності за шкоду, спричинену недотриманням інструкції та/або некоректним використанням. Якщо під час перевірки з’ясується, що пошкодження не підпадає під гарантію або гарантійний строк минув, витрати на діагностику й ремонт несе покупець.

Сервіс в Україні: 050 484-83-83

Виробник: Casada International GmbH, Obermeiers Feld 3, 33104 Paderborn, Німеччина · Тел.: +49 5254 93098-0 · info@casada.com · www.casada.com

© 2017 Casada International GmbH. Малюнки й тексти є власністю компанії та можуть використовуватися лише з її дозволу. Переклад українською — Casada Україна.